



# ANLEITUNG ZUR EINRICHTUNG DER CEREC-VDDS SCHNITTSTELLE IN

---

## **LinuDent**

[www.cerec-vdds.de](http://www.cerec-vdds.de)


[www.kern-dental.de](http://www.kern-dental.de)

- LINUDENT - System - Konfiguration


The screenshot displays the LinuDent Royal software interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for LINUDENT, PATIENT, ABRECHNUNG, STATISTIK, ORGANISATION, and VERWALTUNG. A search bar labeled 'Patientensuche' is on the right. Below the navigation bar, the main content area is divided into several sections: 'Patienten' (with a search bar), 'Wartezimmer' (with a calendar icon), 'Notizen' (with a 'Neue Notiz' button), 'Service' (with links for 'Hilfe aufrufen', 'Supportformular', 'Tel. 08151 5507 812', 'Infobox', and 'Arbeitsplatz'), and 'Aufgabenmanager' (with a checklist icon). A 'LINUDENT' menu is open, showing options like 'Mandant', 'Benutzer', 'Parameter', 'Basisdaten', 'LinuDent.Notes', 'Programmhilfe', 'Drucken', 'System', 'Datensicherung', 'Beenden', and 'Demoversion'. The 'System' option is highlighted, and a sub-menu is open, showing options like 'Datensicherungsprotokoll', 'Druckerinformationen', 'Programminformationen', 'Systeminformationen', 'Telematik-Informationen', 'Datenreorganisation', 'Konfiguration', 'Lizenzierung', 'Änderungsprotokolle', 'BLZ-Protokoll', 'Analyseprotokoll', and 'Debuginformationen'. Red arrows and numbers 1, 2, and 3 indicate the path to the 'Konfiguration' option: 1 points to the 'LINUDENT' menu, 2 points to the 'System' option, and 3 points to the 'Konfiguration' option.

**LinuDent**  
*Royal*


- Einstellungen - VDDS-Schnittstelle



- Den Button VDDS anklicken (nur, wenn die Schriftfarbe des Buttons Rot ist - andernfalls wird die VDDS-Schnittstelle in LinuDent deaktiviert)
- Im Reiter VDDS-Media-Schnittstelle in einer leeren Zeile in die Spalte Programm klicken und den Eintrag CEREC-VDDS auswählen



- In der Spalte Art den Eintrag Export auswählen
- Den Button VDDS aktivieren anklicken (in der CEREC-VDDS Zeile ist in der Spalte Lokal dann ein grüner Haken zu sehen)
- Auf den Button Speichern klicken (wenn er nicht ausgegraut ist)
- Das Fenster Konfiguration schließen



- Einen zufälligen Patienten öffnen
- In der Auswahlspalte auf das Pluszeichen klicken
- Unter Externe Programm den Eintrag CEREC-VDDS auswählen
- Auf den Button Übernahme klicken

The screenshot displays the KERN software interface. On the left, a patient profile for 'Reiner Ungermann' is visible, including personal details and insurance information. A central 'Programm-Auswahl' dialog box is open, showing a tree view of system options. A red arrow labeled '12' points to a plus sign in the left sidebar. Another red arrow labeled '13' points to the 'CEREC-VDDS' option under 'Externe Programme' in the dialog. A third red arrow labeled '14' points to the 'Übernahme' button at the bottom of the dialog. The background shows a grid of patient cards with icons for 'ZE', 'PA', and 'AU'.

- Patientenübergabe starten (Patienten öffnen - Button CEREC-VDDS anklicken)

The screenshot displays the KERN dental software interface for patient 'Reiner Ungermann'. The left sidebar shows patient details including name, date of birth (06.05.1966), insurance status (Privat versichert), and last visit date (19.10.2022). The main area features a 'Schnellstart' (Quick Start) dashboard with various functional tiles like 'Leistungserfassung', 'Karteikarte', 'Patientenblatt', and 'Anamnese'. A 'CEREC-VDDS' button is highlighted with a red circle and arrow (labeled '15'). A dialog box titled 'CEREC-VDDS 2.6' is open, displaying the message: 'Der Patient 'Reiner Ungermann' wurde erfolgreich in die CEREC-DB eingetragen.' (The patient 'Reiner Ungermann' was successfully entered into the CEREC-DB). The 'OK' button in the dialog is also highlighted with a red circle and arrow (labeled '16').