




ANLEITUNG ZUR EINRICHTUNG DER CEREC-VDDS SCHNITTSTELLE IN

dioxZX

www.cerec-vdds.de

www.kern-dental.de

- System - Optionen öffnen



- Anwendungen anwählen
- Bei CEREC-VDDS den Haken bei aktiv setzen

diosZX 4.60j-014309

Datei Patienten Leistung Abrechnung Berichte Termine Verwaltung Anwendungen Fenster System Hilfe

diosZX - Optionen

Anwendungen Terminplaner Textverarbeitung

Programme als Administrator aufrufen

Anwendung	ausführbare Datei	Tastenkürzel	Schnittstelle

VDDS-registrieren Vorgabe BVS Verknüpfungen ab 05.03.2021

aktuelle Praxis als Vorgabe benutzen

Name	Bezeichnung	Stufe	Warten	Flö.	aktiv
CEREC-VDDS	CEREC-VDDS	4 5	5		<input checked="" type="checkbox"/>

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

- Patientenübergabe starten (Patienten öffnen - Anwendungen - CEREC-VDDS anklicken)

The screenshot displays the 'Patientenverwaltung' (Patient Management) interface. The main window shows patient details for 'Hans Frei', including personal information, address, and medical history. The 'Anwendungen' (Applications) menu is open, and 'CEREC-VDDS' is highlighted. Red arrows and circles indicate the steps to start the patient handover process.

Menu items in 'Anwendungen':

- Buchhaltung
- Textverarbeitung
- Materialverwaltung
- Gehaltsabrechnung
- Arbeitszeiterfassung
- Datenbank
- ADMINISTRATOR
- CEREC-VDDS**

Form fields for patient 'Hans Frei':

- Name/Nr.: Hans Frei 29 Mitglied Son:
- DSGVO Einverständnis
- Nr./Name: Frei
- Vorname: Hans
- Titel/Zusatz/Vorsatz: [] [] []
- Geburtsdatum: 12.01.1986 35 Jahre
- Anrede: Sehr geehrter Herr
- Straße / Haus-Nr.: Westermannstr. 7
- PLZ / Ort: 26607 Aurich
- Telefon: 04941/56789
- Mobiletelefon: []
- Adressat: Patient
- Nummer: []
- Abrechner: Dr. Fritz Müller
- Behandler: Müller

Bottom section:

- Kasse: DAK Gesundheit DAK - Nr.: 237346799800
- Vers.-Nr.: K428953821 Status: 1 000
- Lesedatum: V.-Nachweis **nicht vorhanden!** letzte Leist. 15.12.2020
- Bemerkung: []
- Buttons: Bearbeiten []

Status bar: Das Datum der Anamneseerfassung ist leer Patientendaten gespeichert!