



ANLEITUNG ZUR EINRICHTUNG DER CEREC-VDDS SCHNITTSTELLE IN

ivoris analyze

www.cerec-vdds.de

www.kern-dental.de

ivoris analyze erkennt automatisch alle angemeldeten VDDS-Partner - zusätzliche Einstellungen im Programm sind nicht nötig

- Patienten öffnen
- Symbol Röntgen anklicken
- Reiter VDDS anwählen
- Eintrag CEREC-VDDS auswählen

The screenshot shows the 'ivoris analyze - Diagnostik - Nutzer: [Name]' window. The main interface displays patient information for 'Test, Test' (ID: 00012311) and a 'Röntgenauftrag/Datenabgleich' dialog box. The dialog box has tabs for VDDS, SIDEXIS, DIMAXIS, DIGORA, CLINIVIEW, DÜRR, and TROPHY. The 'VDDS' tab is active, showing a list of data transfer options with 'CEREC-VDDS' selected. The 'Ok' button is highlighted.