



VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE
INSTALLATIONSUNTERSTÜTZUNG DER

CEREC-VDDS Software

www.cerec-vdds.de

www.kern-dental.de

Voraussetzungen für die CEREC AC bzw. den Computer, auf dem Ihre CEREC Datenbank liegt:

- 1) Eine feste IP-Adresse oder eine DHCP-Reservierung auf der Netzwerkkarte im Praxis-Netzwerk ist konfiguriert.
- 2) Internetzugang für den KERN Support (TeamViewer).
- 3) Der KERN Support (TeamViewer) ist heruntergeladen bzw. installiert.
- 4) Windows-Anmeldedaten für einen Benutzer mit lokalen Administratorrechten.

Voraussetzungen für den PC, an dem Sie die CEREC-VDDS Software nutzen wollen:

- 1) Internetzugang für den KERN Support (TeamViewer).
- 2) Der KERN Support (TeamViewer) ist heruntergeladen bzw. installiert.
- 3) Windows-Anmeldedaten für einen Benutzer mit lokalen Administratorrechten.
- 4) Die VDDS-Schnittstelle ist in der Praxisverwaltungssoftware freigeschaltet.
- 5) Anmeldedaten für einen Benutzer in der Praxisverwaltungssoftware mit Berechtigung zum Anpassen der Einstellungen.
- 6) Windows-Anmeldedaten für den Benutzer, der die CEREC-VDDS Software nutzen soll.